

1.0. Neuroline instrukcija Ambu* Neuroline

Neurologinis paviršinės elektroda – Vienkartinis Gaminyas

„Ambu“ Neuroline“ elektrodai su kaušalais yra Ag /AgCl elektrodai, skirti vaikams ir suaugusiems, kurių rekomenduojama naudojimo trukmė yra 24 valandos.

1.0. Paskirtis
Ambu* Neuroline Cup“ elektrodai su kaušalais naudojami su įrašymo ir stebėjimo įranga, siekiant įrašyti biopotencialų signalus, pavyzdžiui, elektroencefalogramų (EEG) ir nervų potencialių signalus.

1.1. Kontraindikacijos
Nėra žinomos.

1.2. Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Įspėjimai

- Paviršinius elektrodus galima dėti tik ant nepažeistos, švarios odos (negalima dėti ant žaizdų, infekcijos ar uždegimo uždegimo vietų).
- Vienkartinis gaminyas. Pakartotinai naudojant gaminią galima užteršti ir sukelti infekciją.

Įspėjimai

- Kad iki minimumo sumažintumėte odos dirginimą, keisdami elektrodus tvirtinkite juos kitame odos plote.
- Elektrodus gali naudoti tik sveikatos priežiūros specialistai, žinantys, kaip tinkamai juos uždėti ir naudoti, arba su jais būtina konsultuotis.
- Elektrodų neminkyti, neplauti ir nesterilizuoti, kadangi dėl šių procedūrų gali likti kenksmingų nusėdimų arba elektrodų gali sugesti.
- Chirurginių procedūrų metu iki minimumo uždeiktie kiek įmanoma toliau nuo elektrochirurginės zonos, kad iki minimumo susilpnintumėte nepageidautinas radijo dažnio bangų sukeltas sroves.
- Pagal federalinį JAV įstatymus įsigyti ar užsisakyti šį prietaisą leidžiama tik gydytojui.

1.3. Galimi nepageidaujami reiškiniai
Galimas nepageidaujamas reikšinyas, susijęs su paviršinių elektrodų naudojimu, yra odos dirginimas.

1.4. Bendros pastabos
Jeigu šio įtaiso naudojimo metu ar dėl jo naudojimo įvyko rimtas incidentas, prašome pranešti apie jį gamintojui ir savo sales atstakingai institucijai.

Neuroline“ paviršinių elektrodų simboliai	Paaiškinimas
	Medicinos prietaisas
	Gamintojo šalis
	Elektros apsaugos tipo BF su paciento besiliečianti dalis

- 3.0. Naudojimo nurodymai**
- Elektrodus uždeiktie pagal lignoninę ar gydytoju nustatytą tvarką ir (ar) vietinius nurodymus ar procedūrų aprašymus.
 - Švėtimo priemonė nulyaikite galvos odą. Elektrodų su kaušeliu pateiktie geliai, pasta ar klijais. Pritvirtinkite kaušelių prie galvos odos.
 - Prijunkite prie stebėjimo prietaiso jungiamąjį laidą.
 - Po procedūros nuimkite elektrodus nuo odos.
 - Elektrodai yra vienkartiniai gaminiai ir juos reikia išmesti pagal lignoninėje numatytą tvarką.

3.0. Naudojimo nurodymai

- Elektrodus uždeiktie pagal lignoninę ar gydytoju nustatytą tvarką ir (ar) vietinius nurodymus ar procedūrų aprašymus.
- Švėtimo priemonė nulyaikite galvos odą. Elektrodų su kaušeliu pateiktie geliai, pasta ar klijais. Pritvirtinkite kaušelių prie galvos odos.
- Prijunkite prie stebėjimo prietaiso jungiamąjį laidą.
- Po procedūros nuimkite elektrodus nuo odos.
- Elektrodai yra vienkartiniai gaminiai ir juos reikia išmesti pagal lignoninėje numatytą tvarką.

Návod na použitie Ambu* Neuroline

Kališkové elektrody Ambu* Neuroline sú elektrody Ag/AgCl na použitie u detí a u dospělých s odporúčaným trvaním používania 24 hodin.

1.0. Určenie použitia
Kališkové elektrody Ambu* Neuroline sú určené na použitie s nahrávacími a monitorovacími zariadeniami na účely nahrávania biopotenciálov, napr.: elektroencefalogram (EEG) a signály nervových potenciálov.

1.1. Kontraindikácie
Žiadne známe.

- 1.2. Výstrahy a upozornenia**
Výstrahy
- Povrchové elektrody sa majú prikladať iba na nepoškodenú čistú pokožku (napr. nie na otvorené rany, lézie ani oblasti s infekciou alebo zápalom).
 - Len na jedno použitie. Opakované použitie výrobku môže spôsobiť kontamináciu a následné infekcie.

- Upozornenia**
- Prí výmene elektród nájdite nové miesto na koži, na ktoré ich umiestnite, aby ste minimalizovali podráždenie pokožky.
 - Elektrody majú byť používané iba poskytovateľmi lekárskej starostlivosti alebo po konzultácii s nimi, ktorí sú obozrnní s ich správny umiestnením a použitím.
 - Elektrody nepoužívajte, nepočuchajte ani nesterilizujte, pretože pri týchto postupoch na nich môžu zostať škodlivé zvyšky alebo môže dôjsť k poruche elektrod.
 - Počas chirurgických zákrokov majú byť elektrody umiestnené čo najďalej od oblasti elektrochirurgického zákroku, aby sa minimalizovalo nežiaduce vedenie vysokofrekvenčného prúdu.
 - Federálny zákon USA povoľuje predaj týchto výrobkov iba lekárom alebo na ich objednávku.

1.3. Potenciálne nepriaznivé udalosti
Potenciálne nepriaznivé udalost' v súvislosti s používaním povrchových elektrod je podráždenie pokožky.

1.4. Všeobecné poznámky
Ak počas používania tohto zariadenia alebo v dôsledku jeho používania dôjde k vážnej nehode, ohľadte to výrobcovi a sústnému orgánu.

Symboly pre povrchové elektrody Neuroline	Význam
	Zdravotnícka pomôcka
	Krajina výrobcu
	Elektrická bezpečnosť typu BF, príloha časť

- 3.0. Pokyny na použitie**
- Sprievodné elektrody obvykle stanovuje pracovisko alebo lekár, prípadne je uvedený v miestnom protokole alebo postupoch.
 - Použitím abrazívneho materiálu pripravte pokožku hlavy. Na kališkové elektrody aplikujte gél, pastu alebo lepidlo. Kališok priplepte na pokožku hlavy.
 - Pripojte zvodový drôt k monitorovaciemu zariadeniu.
 - Po dokončení monitorovania odoberte elektrody z pokožky.
 - Elektrody sú jednorázové a musia sa zlikvidovať podľa miestnych nemocničných postupov.

Lietošanas pamācība Ambu* Neuroline

Neuroloģiskie virsmas elektrodi – Vienreizējai Lietošanai

Ambu* Neuroline kausiņveida elektodi ir Ag/AgCl elektodi lietošanai bērniem un pieaugušajiem ar ieteikamo lietošanas ilgumu 24 stundas.

1.0. Pareidzētā lietošana
Ambu* Neuroline kausiņveida elektodi ir paredzēti lietošanai kopā ar reģistrēšanas un monitoringa iekārtām biopotenciālo signāli, piemēram, elektroencefalogrāfa (EEG) un neiropotenciālo signālu, reģistrēšanai.

1.1. Kontraindikācijas
Nav zināmas.

1.2. Bīdījumumi un piesardzības pasākumi
Bīdījumumi

- Virsmas elektrodus drīkst novietot vienīgi uz neskartas, tīras ādas (piemēram, tos nedrīkst likt uz valējām brūcēm, bojājumiem, inficētiem vai iekaisušiem apvidiem).
- Tikai vienreizējai lietošanai. Izstrādājuma atkārtota izmantošana var izraisīt kontamināciju, kas noved pie infekcijām.

Uzmanības

- Lai mazinātu ādas kairinājuma risku, uzliekot elektrodus vēlreiz, atrodiet jaunu ādas apvidu, uz kura tos novietot.
- Elektrodos drīkst izmantot tikai veselības aprūpes sniedzējs vai konsultējoties ar veselības aprūpes sniedzēju, kurš pazīna pareizo elektrodu izvietojumu un lietošanu.
- Elektrodus nedrīkst iegremdēt, skālot vai sterilizēt, jo šis procedūras var atstāt kaitīgas atliekas vai izraisīt elektrodu darbības traucējumus.
- Kirurģisko procedūru laikā elektrodu jānovieto pēc iespējas tālāk no elektroķirurģijas zonas, lai mazinātu nevēlamu RF strāvas plūsmu.
- ASV federālie likumi ierobežo to ierīču pārdošanu, ļaujot tās iegādāties tikai ārstam vai pēc ārsta rīkojuma.

1.3. Iespējamās nelabvēlīgās blakusparādības
Iespējamās nelabvēlīgās blakusparādības, kas saistītas ar virsmas elektrodu lietošanu, ir ādas kairinājums.

1.4. Vispārīgās piezīmes
Ja šis ierīcis lietošanas laikā vai tās rezultātā atgādās kāds nopietns incidents, lūdzam par to ziņot zārstājam un savas valsts iestādē.

Neuroline virsmas elektrodiem izmantotie simboli	Indikācija
	Medicīniskā ierīce
	Ražotājamāts
	Elektrodosība BF tipa daļām, kuras izmanto tiešā kontaktā ar pacientu

- 3.0. Lietošanas norādījumi**
- Pareizu elektrodu novietojumu parasti nosaka slimnīca/ārsts un/vai vietējais protokols/ darba kārtība.
 - Galvas ādu j jāsusdžo, notīrot ar abrazīvu līdzekli. Uz kausiņveida elektroda jāuzklāj gēls, pasta vai līpošā viela. Pēc tam pietīpirtiniet kausiņveida elektrodu pie galvas ādas.
 - Pievienojiet vadu novietotās ierīcē.
 - Pēc novērošanas procedūras nogremdēt elektrodu no ādas.
 - Elektrodi ir vireizlietojami, un tie ir jāiznīcina saskaņā ar vietējām slimnīcas procedūram.

Navodila za uporabo Ambu* Neuroline

Časaste elektrede Ambu* Neuroline Cup so elektrede Ag/AgCl, primerne za otroke in odrasle s priporočenim trajanjem uporabe 24 ur.

1.0. Predvidena uporaba
Časaste elektrede Ambu* Neuroline Cup so namenjene za uporabo z opremo za snemanje in merjenje signalov biopotenciala za: elektroencefalogram (EEG) in živčni potencial.

1.1. Kontraindikacije
Ni znanih kontraindikacij.

- 1.2. Opozorila in svarila**
Opozorila
- Površinske elektrode se smejo namestiti na nepoškodovano, čisto kožo (npr. ne na odprte rane, ožogane poškodbe ali okuženo oziroma vneto območje).
 - Samo za enkratno uporabo. Vnovična uporaba lahko povzroči kontaminacijo, ki vodi v infekcijo.

- Pozor**
- Ob menjavi elektród nove namestiti na drug predel kože, da jo boste čim manj dražili.
 - Elektrede smejo uporabljati le strokovnjaki oziroma osebe, ki so se prej posvetovale z zdravnikom, ki zna elektrode pravilno namestiti in uporabljati.
 - Elektrode far endast uporabljate, spirajte ali sterilizirate, saj lahko ti postopki pustijo na elektrodah škodljive ostanke ali povzročijo njihovo okvaro.
 - Med kirurškimi postopki morajo biti elektrede nameščene čim dlje od elektro-kirurškega območja, s čimer zmanjšate neželene radiofrekvenčne pretok.
 - V skladu z zveznim zakonom Združenih držav Amerike lahko te pripomočke prodajajo samo zdravniki oziroma se prodaja izvede po zdravnikovem naročilu.

1.3. Možni neželeni učinki
Možen neželen učinek pri uporabi površinskih elektrod je draženje kože.

1.4. Splošne opombe
Če pride med uporabo ali zaradi uporabe tega pripomočka do resnega incidenta, morate o tem obvestiti proizvajalca in državní organ.

Simboli za površinske elektrode Neuroline	Pomen
	Medicinski pripomoček
	Država proizvajalca
	Del z uporabljeni električno zaščito tipa BF

- 3.0. Navodila za uporabo**
- Postavitev elektrod običajno določí zdravnik ali bolnišnično osebje oziroma je navedena v lokalnih predpisih/navodilih za izvedbo postopkov.
 - Pripravite kožo na glavi z uporabo abraziva. Nanesite gél, pasto ali lepilo na časasto elektrodo. Pritrdite čašo na glavo.
 - Vodilno žico priključite na merilno napravo.
 - Po merjenju odstranite elektrodo iz kože.
 - Elektrede so za enkratno uporabo in jih je treba zavreči v skladu z lokalnim bolnišničnim protokolom.

Bruksanvisning Ambu* Neuroline

Neuroloogiske oppervlakelektroder – Enmalig Bruk

De Ambu* Neuroline-cupelektroden zijn Ag/AgCl-elektroden voor gebruik bij kinderen en volwassenen met een aanbevolen gebruiksduur van 24 uren.

1.0. Beoogd gebruik
Ambu* Neuroline-cupelelektroder er ment for bruk med registrerings- og bevåkningsapparatutstyr for å registrere biopotensialsignaler for eksempel: Elektroencefalograf (EEG) en elektriske signalen van de zenuwen.

1.1. Contra-indicaties
Ingen kjente.

1.2. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Waarschuwingen

- Oppervlakelektroder mogen alleen op een intacte, schone huid worden aangebracht (dus niet op open wonden of laesies, of op geïnfecteerde of ontstoken gebieden).
- Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Hergebruik van het product kan leiden tot besmetting, wat infecties kan veroorzaken.

Let op

- Om het risico van huidirritatie te beperken, dient u de elektroden bij hernieuude plaatsing op een ander stuk huid te bevestigen.
- Elektroden mogen uitsluitend worden gebruikt door of in overleg met een zorgverlener die vertrouwd is met de juiste plaatsing en het gebruik ervan.
- U mag de elektroden niet waken, spoelen of steriliseren. Dergelijke procedures kunnen schadelijke resten achterlaten of storing van de elektroden veroorzaken.
- Tijdens chirurgische procedures dienen de elektroden zover mogelijk van het elektrochirurgische området som mulig, for å minimere uønsket RF-strøm.
- Vølgens de fderale veitveding in de VS mag dit hulpmiddel utsluitend door of op voorschift van een arts worden verkocht.

1.3. Mogelijke bijwerkingen

En potensiell bijvirkning forbundet med bruk av overflateelektroder er irritert hud.

1.4. Algemene opmerkingen
 Hvis det oppstår en alvorlig hendelse under bruk av enheten eller som følge av bruk, må det rapporteres til produsenten og nasjonale myndigheter.

Symbolen voor de Neuroline-oppervlakelektroden	Indicatie
	Medisch hulpmiddel
	Land van fabrikant
	Elektrische veiligheid type BF toegepast onderdeel

- 3.0. Bruksaanwijzing**
- De juiste plaatsing van de elektroden wordt gewoonlijk bepaald door het ziekenhuis/de arts en/of plaatselijke protocollen/procedures.
 - Bereid de hoofdhuid voor met behulp van een schuumdiddel. Breng gel, pasta of lijm op de cup-elektrode aan. Bevestig de cup op de hoofdhuid.
 - Sluit de aansluitkabel aan op het bewakingsapparaat.
 - Fjern elektrodene fra huden etter overvåkingen.
 - Pēc novērošanas procedūras nogremdēt elektrodu no ādas.
 - Elektrodiem ir vireizlietojami, un tie ir jāiznīcina saskaņā ar vietējām slimnīcas procedūras procedūras atbilstoši.

Bruksanvisning Ambu* Neuroline

Neuroloogiske oppervlakelektroder – Engangsbruk

Ambu* Neuroline-elektroder er Ag/AgCl-elektroder for bruk hos barn og voksne med en anbefalt bruksvarighet på 24 timer.

1.0. Bruksområde
Ambu* Neuroline-cupelelektroder er ment for bruk med registrerings- og overvåkningsapparatutstyr for å registrere biopotensialsignaler for eksempel: Elektroencefalograf (EEG) og nevpotensialsignaler.

1.1. Kontraindikasjoner
Ingen kjente.

1.2. Advarsler og forholdsregler
Advarsler

- Overflateelektroder skal kun legges på intakt, ren hud (f.eks. ikke over åpne sår, lesjoner eller infiserte/betente områder).
- Kun for engangsbruk. Gjenbruk av produktet kan forårsake kontaminering, som kan føre til infeksjoner.

Forsiktighetsregler

- Finn et nytt hudområde hvis elektrodene må plasseres på nytt, for å minimere risikoen for hudirritasjon.
- Elektroder skal bare brukes av eller i konsultasjon med helsepersonell som er kjent med riktig plassering og bruk av elektrodene.
- Elektroden må ikke bløtlegges, skylles eller steriliseres. De slike prosedyrer kan etterlate skadelige rester eller forårsake funksjonsfeil på elektrodene.
- Under kirurgiske prosedyrer skal elektrodene være plassert så langt borte fra det elektrochirurgiske området som mulig, for å minimere uønsket RF-strøm.
- Ifølge amerikansk lovgivning skal dette produktet kun selges av eller etter henvisning fra en lege.

1.3. Potensielle bivirkninger

En potensiell bivirkning forbundet med bruk av overflateelektroder er irritert hud.

1.4. Generelle merknader
 Hvis det oppstår en alvorlig hendelse under bruk av enheten eller som følge av bruk, må det rapporteres til produsenten og nasjonale myndigheter.

Symboler for Neuroline overflateelektroder	Indikasjon
	Medisinsk utstyr
	Produksjonsland
	Elektrisk sikkerhet Type BF anvendt del

- 3.0. Bruksanvisning**
- Korrek plassering av elektrodene bestemmes vanligvis av sykehuset/legen og/eller av lokale protokoller/prosedyrer.
 - Klargjør hodebunnen med et slipemiddel. Påfør gel, pasta eller klebemiddel på koppelékroden. Fest koppelékroden med et hodebunnen.
 - Koble ledningene til overvåkingsenheten.
 - Fjern elektrodene fra huden etter overvåkingen.
 - Pēc novērošanas procedūras nogremdēt elektrodu no ādas.
 - Elektrodiem ir viengangsbruk, og må kasseres i samsvar med de lokale retningslinjene på sykehuset.

Kullanım talimatları Ambu* Neuroline

Ambu* Neuroline Kapelektroder är Ag/AgCl-elektroder avsedda för användning på barn och vuxna och har en rekommenderad användningstid på 24 timmar.

1.0. Avsedd användning
Ambu* Neuroline koppelékroder är avsedda för användning tillsammans med registrerings- og övervakningsutrustning i syfte att registrera biopotentialsignaler, till exempel: elektroencefalogram (EEG) och nervpotentialsignaler.

1.1. Kontraindikationer
Inga kända.

- 1.2. Varningar og försiktighetsåtgärder**
Varningar
- Ytelektroder får endast appliceras på oskadad, rengjord hud (dvs. inte på öppna sår, eller skadad, inficerad eller inflammerad hud).
 - Endast för engangsbruk. Om produkten återanvänds kan det orsaka kontamination vilket kan leda till infektioner.

Försiktighet

- Om man får ett hudirriterat område vid byte av elektroder ska de nya placeras på ett annat hudområde.
- Elektroder får endast användas av eller i samråd med en vårdgivare med kännedom om hur de ska placeras och användas.
- Elektroderna får inte blötläggas, sköljas eller steriliseras eftersom dessa processer kan lämna kvar skadliga rester eller leda till att elektroderna inte fungerar.
- Under kirurgiska ingrepp ska elektroder placeras så långt bort som möjligt från det elektrochirurgiska området för att minimera oönskad flöde av RF-ström.
- Enligt gällande lagstiftning i USA får denna utrustning endast försäljas till läkare eller på beställning av läkare.

1.3. Potentiellt negativa händelser
En potentiellt negativ händelse i samband med användning av ytelektroder är hudirritation.

1.4. Allmänna observanda
Om allvariga negativa händelser eller tillbud har inträffat vid användning av denna enhet eller på grund av att den har använts ska detta rapporteras till tillverkaren och till Läkemedelsverket.

Symboler för Neuroline Surface-elektrodena	Betydelse
	Medicinteknisk produkt
	Tillverkningsland
	Elsäkerhet: typ BF, applicerad del

- 3.0. Bruksanvisning**
- Korrek plassering av elektroderna avgörs i normala fall av sjukhuset/läkaren och/eller sjukhusets regler/procedurer.
 - Förbered hårbotten med ett skrubbande medel. Applicera gel, pasta eller självhäftande medel på koppelékroden. Fäst ocksen vid hårbotten.
 - Anslut kabeln till övervakningsutrustningen.
 - Efter utförd övervakning, avlägsna elektroderna från huden.
 - Elektroderna är avsedda för engangsbruk och ska kasseras i enlighet med sjukhusets vedertagna rutiner.

Instrukcja do użycia Ambu* Neuroline

Powierzchniowe elektrody neurologiczne – Do Jednorazowego Użyciu

Elektrody mieszczkowe Ambu Neuroline są elektrody Ag/AgCl do stosowania u dzieci i dorosłych, o zalecany czasie użytkowania wynoszącym 24 godziny.

1.0. Przeznaczenie
Elektrody mieszczkowe Ambu* Neuroline są przeznaczone do użycia razem ze sprzętem rejestrującym i monitorującym w celu rejestrowania sygnałów potencjału bioelektrycznego, np.: w elektroencefalografii (EEG), oraz sygnałów potencjałów nerwowych.

1.1. Przeciwwskazania
Brak poznanych.

1.2. Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ostrzeżenia

- Elektrody powierzchniowe należy stosować tylko na nieuszkodzoną, czystą skórę (np. bez otwartych ran, zmian skórnych lub obszarów zakazanych czy dotkniętych stanem zapalnym).
- Wyroby jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użyciu. Pownowe użyć może powodować zanieczyszczenie produktu prowadzące do zakażeń.

Środki ostrożności

- Aby zminimalizować ryzyko podrażnienia skóry, podczas wymiany elektrody nową elektrodę należy umieścić w innym miejscu na skórze.
- Elektrody powinny być używane wyłącznie przez pracownica służby zdrowia lub po konsultacji z pracownikiem służby zdrowia zaznajomionym z ich właściwym umieszczeniem i użytkowaniem.
- Nie należy moczyć, płukać ani sterylizować tych elektrod, ponieważ może to spowodować pozostawienie szkodliwych osadów lub nieprawidłowe działanie elektrody.
- Podczas zabiegów chirurgicznych elektrody należy umieścić jak najdalej od miejsca elektrochirurgicznego w celu zmniejszenia niepożądanego przepływu prądu RF.
- Prawo USA dopuszcza sprzedaż takich urządzeń tylko lekarzom lub na jego zlecenie.

1.3. Potencjalne niepożądane zdarzenia
Potencjalnym zdarzeniem niepożądanym w związku ze stosowaniem elektrod powierzchniowych jest podrażnienie skóry.

1.4. Uwagi ogólne
Jeżeli podczas lub na skutek użycwania urządzenia dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia, należy je zgłosić do producenta i odpowiedniej krajowej instytucji.

Symbol dotyczące elektrod powierzchniowych Neuroline	Znaczenie
	Wyrob medyczny
	Kraj producenta
	Elektryczna bezpieczeństwo elektrycznego

- 3.0. Instrukcje użytkowania**
- Odpowiednie umiejscowienie elektrod jest zwykle określane przez szpital/lekazra i/lub miejscowy protokół/miejscowe procedury.
 - Przygotować skórę głowy listkiem ściernym. Wymyć skórę elektrodę mieszczkową żelem, mydłem i kłojem. Należy użyć mieszczkę na skórę głowy.
 - Podłączyć przewód do urządzenia monitorującego.
 - Po zakończeniu obrazowania usunąć elektrodę ze skóry.
 - Elektrody są jednorazowego użyciu i należy je utylizować zgodnie z lokalnymi procedurami szpitalnymi.

使用说明 Ambu* Neuroline

Ambu* Neuroline 杯形电极是 Ag/AgCl 电极，适合小儿和成人使用，建议使用时间为 24 小时。

1.0. 预期用途
Ambu* Neuroline 杯形电极适合与记录和监测设备一起使用来记录生物电信号，比如：脑电图（EEG）和神经电信号。

1.1. 禁忌症
未知。

- 1.2. 警告和注意事项**
警告
- 表面电极仅可用于完好且干净的皮肤（例如，禁止用于未愈合的创面、伤口、感染或发红的皮肤）。
 - 仅供一次性使用。重复使用产品可能产生污染，导致感染。

注意

- 为尽量减少对皮肤的刺激，更换电极时，请在皮肤上换一个地方放置电极。
- 使用电极或指导其他使用的医疗人员必须熟悉电极的正确放置及使用方法。
- 切勿浸泡、清洗或对电极进行消毒，这样做会留下有害的残余物质或导致电极出现故障。
- 在手术过程中，应将电极放置在尽可能远离手术区的地方，以将有害的射频电波降至最低。
- 根据美国联邦法律定，这些器械只能由医师销售，或者按照其医嘱销售。

1.3. 潜在不良事件
使用表面电极可能会刺激皮肤。