

# Ambu® Redi-ACE Adulto & Redi-ACE Mini



## Caratteristiche principali

- **Facile da utilizzare**  
Ambu Redi-ACE è dotato di un supporto per il mento a posizionamento automatico e due linguette di blocco. Può essere fatto indossare al paziente in soli 3 passaggi: scelta dimensioni, blocco, collocazione.
- **2 collari per tutti i pazienti**  
Le 8 dimensioni di Ambu Redi-ACE e le 6 di Ambu Redi-Ace Mini rispondono alle esigenze di gran parte dei pazienti
- **Caratteristiche pratiche**  
Ambu Redi-ACE può essere conservato completamente aperto. Inoltre, Ambu Redi-ACE è dotato di ganci da cannula per fissare il tubo dell'ossigeno.
- **CND: Y060312**
- **RDM: 2262561**
- **Classe dispositivo: I - non sterile**
- **Dispositivo monouso**
- **Materiale privo di ftalati e lattice di gomma naturale**

## Ambu® Redi-ACE Adulto e Redi-ACE Mini

Ambu Redi-ACE è un collare unico nel suo genere. Assieme a Redi-ACE Mini, offre una scelta tra 14 misure per assicurare che si adatti al paziente nel modo più preciso ed efficace possibile.

Realizzato in materiali radiotrasparenti, il collare viene fornito completamente aperto e ha un esclusivo supporto per il mento a posizionamento automatico.

Ambu Redi-ACE è un collare regolabile monouso per immobilizzare la colonna vertebrale.

Ambu Redi-ACE è dotato di chiusure che permettono al personale di emergenza di scegliere le dimensioni del collare più adatte alla taglia del collo della vittima. Due linguette di blocco di sicurezza tengono fermo il collare.

## Specifiche

Ambu Redi-ACE	
Dimensioni regolabili	Senza collo, corto, normale e lungo
Numero di impostazioni	8 regolazioni
Dimensioni	554 x 215 x 14 mm (21.8" x 8.5" x 0.6")
Peso	200 g (7 once)
Colore	Azzurro/grigio chiaro
Trasparenza	Compatibile con TAC e risonanza magnetica
Temperatura di conservazione	Da -30° a +70° C
Temperatura di esercizio	Da -10° a +40° C
Ambu Redi-ACE Mini	
Dimensioni regolabili	Neonati, bambini e piccoli adulti
Numero di impostazioni	6 regolazioni
Dimensioni	447 x 188 x 14 mm (17.6" x 7.4" x 0.6")
Peso	100 g (3.5 once)
Colore	Giallo/grigio chiaro
Trasparenza	Compatibile con TAC e risonanza magnetica
Temperatura di conservazione	Da -30° a +70° C
Temperatura di esercizio	Da -10° a +40° C



Ambu Redi-ACE Adulto



Ambu Redi-ACE Mini



Conservare aperto



Linguette di blocco



Ganci per cannula

## Materiali

Prodotto	Materiale
Ambu Redi-ACE	
Plastica azzurra/grigio chiaro	Polipropilene
Schiuma	Poliuretano espanso IXPE
Ambu Redi-ACE Mini	
Plastica gialla/grigio chiaro	Polipropilene
Schiuma	Poliuretano espanso IXPE

## Specifiche per l'ordinazione

Codice prodotto	Descrizione
472 001 000	Collare Redi-ACE, 30/confezione
472 002 000	Collare Redi-ACE Mini, 30/confezione

Il confezionamento avviene singolarmente in buste di plastica e scatole di cartone da 30 pezzi.

**Ambu S.r.l.**  
Via Paracelso, 20  
Centro Direzionale Colleoni  
Palazzo Andromeda 3  
20864 Agrate Brianza MB - IT  
T +39 039 6578100  
F +39 039 6898177  
www.ambu.it

**Ambu A/S**  
Baltorpbakken 13  
DK - 2750 Ballerup  
Denmark  
Tel. +45 7225 2000  
Fax +45 7225 2053  
www.ambu.com

