

SCHEMA TECNICA

Le valvole PEEP 10 e 20 Ambu® Riutilizzabili sono progettate per fornire pressione positiva di fine espirazione in combinazione con rianimatori manuali, ventilatori, macchine per anestesia e sistemi CPAP. Entrambe le valvole PEEP riutilizzabili Ambu® sono disponibili in due misure in base alla dimensione del connettore: connettore da 30 mm e connettore da 22 mm. Le valvole PEEP riutilizzabili Ambu® non sono adatte per utilizzo in RM.

La valvola PEEP 10 Ambu® Riutilizzabile è regolabile, ovvero può essere utilizzata per fornire una PEEP compresa tra 1 e 10 cmH₂O. Anche la valvola PEEP 20 Ambu® Riutilizzabile può essere regolata per fornire una PEEP compresa tra 1,5 e 20 cmH₂O. La completa regolazione delle valvole PEEP Riutilizzabili Ambu® consente di applicare una quantità specifica di PEEP in base alle esigenze del paziente.

Dopo l'uso, le valvole PEEP riutilizzabili Ambu® sono adatte alla pulizia, alla disinfezione e alla sterilizzazione sia manuale che automatica. Sono inoltre sterilizzabili a una temperatura di 134 °C e possono essere riprocessate fino a 30 volte.

Ambu® Valvole PEEP Riutilizzabili 10 e 20



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Le valvole PEEP riutilizzabili Ambu® sono regolabili per consentire l'applicazione di diversi livelli di PEEP. La valvola PEEP 10 Riutilizzabile può essere regolata per fornire una PEEP compresa tra 0 e 10 cmH₂O. La valvola PEEP 20 riutilizzabile può essere regolata per fornire una PEEP compresa tra 1,5 e 20 cmH₂O.

Entrambe sono disponibili in due diverse dimensioni: una con connettore da 30 mm e l'altra con connettore da 22 mm, per consentire il collegamento a vari dispositivi.

Possono essere riprocessate fino a 30 volte.

In grado di essere risterilizzate a una temperatura di 134 °C

CND: R9099

RDM: 66176/R

Dispositivo Classe IIa - non sterile

Dispositivo Riutilizzabile

Ambu

SPECIFICHE ORDINAZIONE

Ref.	Descrizione
137 001 000	PEEP 10 con connessione ID 30 mm e OD 22 mm
000 137 000	PEEP 10 con connessione ID 30 mm
000 138 000	PEEP 10 con ingresso OD 22 mm
000 213 000	PEEP 20 con ingresso ID 30 mm
000 177 000	PEEP 20 con ingresso OD 22 mm

MATERIALI

Prodotto	Materiale
Parti in plastica trasparente	Polisulfone
Parti in plastica del corpo valvola	Polisulfone con disco in delrin e olio di silicone
Tappo di regolazione	Poliammide (nylon)
Sigillatura del tappo di regolazione	Gomma EPDM
Viti	Acciaio inox

MISURE

Dimensioni	
Lunghezza	Ø 65 - 78 mm (a seconda della regolazione, diametro 45 mm)
Peso	< 45 g



Valvola PEEP 20 Ambu® Riutilizzabile



Valvola PEEP 10 Ambu® Riutilizzabile

Ambu

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

Ambu S.r.l.
Via Paracelso, 20
20864 Agrate B.za
Italia
T +39 0396578100
ambu.it

CE 2797 US: Rx only