

SCHEMA TECNICA

Sterile dalla confezione, Ambu aScope Duodeno è un endoscopio monouso con telecamera per visione laterale, punta curvabile ed elevatore per il controllo di accessori endoscopici compatibili.

Con aScope™ Duodeno, hai un endoscopio nuovo per ogni paziente, garantendoti una performance costante, senza rischio di contaminazione crociata. Inoltre, non necessita di reprocessing o riparazioni costose.



Elevatore in uso con sfinterotomo sulla punta distale



Leva per controllare il movimento dell'elevatore

Ambu® aScope™ Duodeno Sterile.

Monouso.

Problema risolto.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sterile

Zero rischi di contaminazione crociata

Trasparenza nei costi

Elimina i rischi e i costi associati al reprocessing

Design e funzioni comparabili a quelli dei duodenoscopi pluriuso

Ambu

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema ottico

Direzione della visuale	Retrovisione 6°
Campo visivo	130°

Sezione di inserimento

Diametro esterno estremità distale	φ 13,7 mm
Diametro esterno tubo di inserimento	φ 11,3 mm
Lunghezza utile	1240 mm

Canale di lavoro

Diametro interno	φ 4,2 mm (12,6 FR)
------------------	--------------------

Sezione curvabile

Angolazione	Alto 120° / Basso 90° Sinistra 90° / Destra 110°
-------------	---

Illuminazione

Metodo di illuminazione	Doppio LED
-------------------------	------------


Dimensioni

Peso	700 g
------	-------

SPECIFICHE ORDINE*

Codice	Descrizione	Quantità
485001000	aBox Duodeno	1
482001000	aScope Duodeno	Confezione da 6
482001000/4	aScope Duodeno	Confezione da 4**

*Alcune configurazioni potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi
 **Il confezionamento esterno contiene quattro confezioni singole, ciascuna delle quali contiene un endoscopio.



Ambu

Ambu A/S
 Baltorpbakken 13
 2750 Ballerup
 Denmark
 T +45 72 25 20 00
 ambu.com

Ambu S.r.l.
 Via Parcelso, 20
 20864 Agrate Brianza (MB)
 + 39 039 657 8100
 italia@ambu.com
 ambu.it

CE
 2797