

# IL MONOUSO COME NON L'AVETE MAI VISTO



Ambu® aScope™ 5 Broncho

**Ambu**

# Ambu® aScope™ 5 Broncho HD

Ambu® aScope™ 5 Broncho HD è il nuovo videobroncoscopio flessibile, sterile e monouso, ideato per tutte le procedure endoscopiche, anche per la sala di pneumologia.  
È compatibile con l'unità di visualizzazione ed elaborazione di immagini Ambu® aBox™ 2.



## AMPIA COMPATIBILITÀ CON STRUMENTI ENDOTERAPICI

aScope 5 Broncho HD è compatibile con gli strumenti endoterapici più comunemente utilizzati per le procedure diagnostiche e terapeutiche nella sala di pneumologia come:

- Pinze per biopsia
- Spazzole per citologia
- Aghi per biopsia
- Criosonde
- Sonde per coagulazione con plasma argon (APC)
- Sonde laser Nd-YAG
- Strumenti ad alta frequenza

# Ambu® aBox™ 2

L'unità di visualizzazione ed elaborazione di immagini Ambu® aBox™ 2 con monitor touchscreen integrato ha un design funzionale e può essere facilmente collegato a monitor esterni.



## IMMAGINE DI LIVELLO SUPERIORE

La combinazione del chip ad alta risoluzione della videocamera in aScope 5 Broncho e dell'unità di visualizzazione ed elaborazione di immagini full HD Ambu fornisce un'immagine superiore.

## MAGGIORE VISIBILITÀ

L'algoritmo di ottimizzazione **Advanced Red Contrast (ARC)** di Ambu ha lo scopo di migliorare la visibilità delle tonalità di rosso nell'immagine senza alterare l'aspetto naturale.

## UNA NUOVA ERA PER LA BRONCOSCOPIA MONOUSO



### Visione chiara e nitida

Sistema HD con campo visivo di 120° e profondità di campo da 3-100 mm con auto controllo adattivo integrato.

Sensore videocamera HD



### Manovrabilità eccellente

Gli angoli di curvatura 195°/195° verso l'alto/verso il basso e flessibilità della sonda per raggiungere anche le aree difficili dell'albero bronchiale.

Angoli di curvatura (195°/195°)



### Immagini e video facili da acquisire, rivedere e documentare

I due pulsanti dell'endoscopio possono attivare fino a quattro funzioni, come ingrandire e ridurre l'immagine, acquisire immagini e video e rivederli dopo la procedura.

Pulsanti dell'endoscopio



La funzione di rotazione a destra/sinistra di 120° supporta l'accesso alle aree difficili e facilita l'inserimento degli strumenti endoterapici.

Rotazione a destra/sinistra di 120°

## DESIGN INTUITIVO, IMMAGINE DI LIVELLO SUPERIORE



Monitor LCD con risoluzione Full HD da 12,8" touchscreen



Video e immagini possono essere esportati via USB o direttamente sul PACS via LAN o Wi-Fi



Design compatto e flessibile



Ottimizzazione continua dell'immagine



Connessione al sistema PACS tramite lo standard DICOM mediante Wi-Fi/LAN, per un accesso facile alla cartella elettronica del paziente



Collegamento a monitor esterni per immagini live di alta qualità



**Worklist**  
Possibilità di importare una lista di lavoro



**Plug and play**  
Immagine live in pochi secondi dal collegamento

## SPECIFICHE PER L'ORDINE

Codice articolo	Descrizione	Quantità
621 001 000	Ambu® aScope™ 5 Broncho HD 5.0/2.2	5
622 001 000	Ambu® aScope™ 5 Broncho HD 5.6/2.8	5
505 001 000EUA2	Ambu® aBox™ 2	1



Ambu for you | Training



Scansiona il QR code per prenotare un training gratuito su questi prodotti.



### 100% plastic neutral in Europa e America Latina

La partnership con Plastic Bank® consentirà di raccogliere nell'oceano il quantitativo di plastica utilizzata nei prodotti monouso aScope Ambu, sostenendo allo stesso tempo gli operatori delle comunità di Filippine e Indonesia.



I NOSTRI PRODOTTI SONO  
100% PRIVI DI FTALATI



I NOSTRI PRODOTTI SONO  
100% PRIVI DI LATTICE

**Ambu** FOREVER FORWARD

Ambu S.r.l.  
Via Paracelso, 20  
20864 Agrate Brianza (MB)  
+39 039 6578100  
italia@ambu.com  
ambu.it

Seguici sui social:  
 Ambu Srl - Italia  
 @Ambu\_ITALIA

PUB-001465 V01 - 2022/04 - Ambu A/S. I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.