

SET DI CAMPIONAMENTO IN UN UNICO SISTEMA

Set di campionamento Ambu® aScope™ 4 Broncho



Ambu

Set di campionamento Ambu® aScope™ 4 Broncho

Migliora la sicurezza del paziente e semplifica il flusso di lavoro


Per i medici che eseguono procedure di lavaggio bronchiale (BW) e lavaggio broncoalveolare (BAL), il set di campionamento monouso Ambu® aScope™ 4 Broncho è una soluzione integrata che migliora la sicurezza e semplifica il flusso di lavoro del campionamento. A differenza di altre soluzioni di campionamento, il set di campionamento aScope 4 Broncho è un sistema a circuito chiuso che riduce il rischio di contaminazione e perdita di campione.

Inoltre, la caratteristica monouso rende il set di campionamento aScope 4 Broncho sempre disponibile, sterile e pronto all'uso. Il risultato? Meno campioni persi e contaminati, meno ritardi nel flusso di lavoro e maggiore sicurezza per medico, personale sanitario e pazienti.

Una soluzione plug-and-play completa

Il sistema monouso, sterile e a circuito chiuso aScope 4 Broncho riduce il rischio di perdita dei campioni garantendone la qualità dall'inizio alla fine. aScope BronchoSampler è confezionato rispettivamente con i broncoscopi aScope 4 Broncho Regular (5.0/2.2) e aScope 4 Broncho Large (5.8/2.8) per fornire una soluzione completa e di valore.

aScope BronchoSampler e i broncoscopi si collegano senza problemi, la soluzione è dotata di tutti i componenti fondamentali necessari. Include una funzione di bypass del vuoto che consente di passare dall'aspirazione al campionamento senza un interruttore del tubo di aspirazione.





Sistema a circuito chiuso

SET DI CAMPIONAMENTO aScope™ 4 Broncho

A differenza di altre soluzioni di campionamento, il set di campionamento aScope 4 Broncho è un sistema a circuito chiuso che riduce il rischio di contaminazione e perdita di campione.

STERILE DIRETTAMENTE DALLA CONFEZIONE



Preoccupazioni crescenti sulla contaminazione

BAL e BW sono procedure di broncoscopia di routine eseguite al letto del paziente per ottenere campioni di fluidi in modo efficace e relativamente non invasivo.

Tuttavia, c'è una crescente preoccupazione che non sia possibile garantire la sterilità, anche con le procedure di disinfezione di alto livello più rigorose. Questo espone i pazienti a un rischio potenziale.

Maggiore sicurezza

Set di campionamento aScope™ 4 Broncho

Il set di campionamento aScope 4 Broncho Sampler aumenta la sicurezza per medico e pazienti perché fornisce ogni volta un broncoscopio sterile e contenitori per campioni nuovi direttamente dalla confezione.

PRONTO QUANDO SEI PRONTO

Il set di campionamento aScope 4 Broncho è pronto all'uso, e questo riduce i rischi e le frustrazioni associate all'attesa. Può essere conservato direttamente nelle unità, perciò è sufficiente prendere il set di campionamento aScope 4 Broncho con gli accessori necessari per prelevare un campione.


Il design leggero ed ergonomico dei broncoscopi aScope 4, con gli angoli di curvatura elevati e il movimento fluido e preciso della punta, facilita la gestione durante una lunga giornata di procedure.

È portatile, facile da configurare e intuitivo da usare e permette di risparmiare tempo prezioso. La pianificazione non sarà più un problema e ti potrai concentrare su quello che conta davvero: i pazienti.




AMBU CONJOINT ANALYSIS REPORT¹

Minore perdita di campioni




dei medici ha perso un campione

Sempre disponibile



dei medici di terapia intensiva
spesso deve aspettare
un broncoscopio

Minori rischi di contaminazione



dei medici teme i rischi di
contaminazione durante
le procedure BAL/BW

Il monitor Ambu® aView™ 2 Advance



Permette di visualizzare chiaramente i segmenti bronchiali

I broncoscopi aScope 4 si collegano facilmente al monitor portatile full HD di alta qualità Ambu® aView™ 2 Advance, che offre:

Imaging eccellente

Elaborazione avanzata delle immagini con controllo adattativo della luce su uno schermo touchscreen antiriflesso da 12,8 pollici che garantisce un'ottimizzazione continua della qualità dell'immagine.



Flessibilità e mobilità

Il monitor aView 2 Advance è facile da collocare in una posizione comoda vicina sia al medico che al paziente. Il monitor si adatta a spazi ridotti e può essere ruotato di 180 gradi per poterlo collocare nella posizione migliore per quella determinata situazione clinica. L'interfaccia utente grafica si adatta automaticamente.



Il monitor aView 2 Advance è facile da collocare in una posizione comoda vicina sia al medico che al paziente.



Il set di campionamento aScope Broncho è stato progettato per funzionare come un sistema a circuito chiuso

Connettività presente e futura

È possibile trasferire in modo semplice i dati di imaging del paziente registrati al PACS per permettere l'accesso dal sistema di cartelle cliniche elettroniche (EHR dell'ospedale). Per un'immagine più grande è possibile collegarsi a monitor esterni ad alta qualità (attraverso uscite HDMI o 3G-SDI).

Il design all'avanguardia permette di rimanere aggiornati sulle funzionalità di imaging, sulle caratteristiche avanzate e sui nuovi modelli di endoscopi Ambu più recenti. Sono disponibili opzioni di riparazione per prolungare la durata dell'investimento in caso di problema imprevisto.

Per saperne di più

Set di campionamento aScope™ 4 Broncho

Per saperne di più sul set di campionamento a circuito chiuso aScope 4 Broncho e su come riduce il rischio di contaminazione e perdita di campione, visitare ambu.com/BronchoSamplerSet

CODICE ARTICOLO	PRODOTTO
Broncoscopio flessibile monouso aScope 4 Broncho	
476 001 000	aScope 4 Broncho Slim 3,8/1,2
477 001 000	aScope 4 Broncho Regular 5,0/2,2
478 001 000	aScope 4 Broncho Large 5,8/2,8
aScope BronchoSampler	
480 200 000	Sistema di campionamento del campione aScope BronchoSampler
480 300 000	Contenitore campione aScope BronchoSampler SC
Set di campionamento aScope Broncho	
477 501 000	Set di campionamento aScope 4 Broncho Regular
478 501 000	Set di campionamento aScope 4 Broncho Large
Monitor aView 2 Advance	
405 011 000	Monitor aView 2 Advance
Monitor aView	
405 002 000	Monitor aView

UNA STORIA DI IDEE RIVOLUZIONARIE

Dal 1937 Ambu trasforma le idee del futuro in soluzioni concrete. Attualmente, milioni di pazienti e professionisti sanitari in tutto il mondo dipendono dall'efficienza, dalla sicurezza e dalle prestazioni dei nostri endoscopi monouso e delle soluzioni di anestesia e di monitoraggio e diagnosi del paziente.

I nostri sforzi sono visibili fin dalle prime innovazioni, dal pallone rianimatore™ Ambu® e dagli elettrodi Ambu® BlueSensor™ per arrivare alle soluzioni d'avanguardia più recenti come Ambu® aScope™ il primo endoscopio flessibile monouso al mondo. Ci impegniamo inoltre a guardare sempre al futuro per offrire prodotti innovativi di qualità che abbiano un impatto positivo sul lavoro.

Con sede centrale vicino a Copenaghen, Danimarca, Ambu ha circa 4.200 dipendenti in Europa, Nord America e Asia Pacifico.

Per ulteriori informazioni, visitare ambu.it

Ambu

Ambu S.r.l.
Via Paracelso, 20 Centro Direzionale
Colleoni, Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. +39 039 6578100
ambu.it

PUB-000944 - 2020/10 - Ambu A/S. I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. ID Marcom: 9617