

Ambu® Maschera Facciale Monouso

SCHEMA TECNICA

Descrizione

La maschera facciale monouso è una maschera dalla forma anatomica corretta progettata per ossigenare e ventilare qualsiasi paziente.

La maschera facciale è disponibile in una gamma completa di 6 diverse misure garantendo all'utente una maschera adatta a qualsiasi paziente.

Caratteristiche

La maschera facciale monouso è disponibile con e senza valvola di gonfiaggio. La maschera per il viso ha un appoggio per il pollice per facilitarne la presa fornendo al contempo una tenuta ermetica.

La forma della maschera assicura che la cupola interna sia sufficientemente spaziosa per la bocca e il naso anche quando viene applicata poca pressione sulla maschera.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cupola cristallina per una facile osservazione delle condizioni del paziente, con appoggio per una presa facile

Cuffia morbida e sagomata che consente una perfetta aderenza al viso del paziente

Disponibile con o senza anello di fissaggio; l'anello può essere facilmente rimosso se non necessario

Monouso per un rischio minimo di infezione crociata

Tutte le misure vengono consegnate confezionate singolarmente, non sterili, in confezioni da 20 unità

Materiale senza ftalati, lattice e compatibile con risonanza

CND: R03010101 - RDM: 2346768/R

Classe IIa - non sterile

La Maschera Facciale Monouso è la maschera standard collegata ad Ambu SPUR II.

Ambu

SPECIFICHE ORDINE

SENZA ANELLO DI FISSAGGIO*

Ref.	Tipo
000252051	Maschera facciale monouso neonato
000252052	Maschera facciale monouso infante
000252053H	Maschera facciale monouso bambino
000252054H	Maschera facciale monouso adulto piccolo
000252055H	Maschera facciale monouso adulto medio
000252056H	Maschera facciale monouso adulto grande
000252951	Maschera facciale monouso con valvola neonato
000252952	Maschera facciale monouso con valvola infante
000252953H	Maschera facciale monouso con valvola bambino
000252954H	Maschera facciale monouso con valvola adulto piccolo
000252955H	Maschera facciale monouso con valvola adulto medio
000252956H	Maschera facciale monouso con valvola adulto grande

*La disponibilità di maschere senza ghiera (H finale) è soggetta a limitazioni in base al paese.

CON ANELLO DI FISSAGGIO

Ref.	Tipo
000252053	Maschera facciale monouso bambino
000252054	Maschera facciale monouso adulto piccolo
000252055	Maschera facciale monouso adulto medio
000252056	Maschera facciale monouso adulto grande
000252953	Maschera facciale monouso con valvola bambino
000252954	Maschera facciale monouso con valvola adulto piccolo
000252955	Maschera facciale monouso con valvola adulto medio
000252956	Maschera facciale monouso con valvola adulto grande

PESO

Tipo	Peso
Neonato	9 g
Infante	14 g
Bambino	25 g
Piccolo adulto	33 g
Medio adulto	47 g
Grande adulto	49 g

CONSERVAZIONE

Tipo	
Temperatura di stoccaggio	-40°C a +70°C
Temperatura di utilizzo	-18°C a +50°C



Maschera facciale monouso con valvola di gonfiaggio



Maschera facciale monouso senza valvola di gonfiaggio

MATERIALI

Prodotto	
Cupola	Polivinilcloruro
Cuffia	Polivinilcloruro
Valvola di gonfiaggio	Policarbonato

Packaging	
Busta	Polipropilene
Scatola	Cartone

Ambiente	
Ftalati free	Sì
Latex free	Sì

Ambu

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20
20864 Agrate B.za
Italia
T +39 0396578100
ambu.it