

SCHEMA TECNICA

Grazie all'innovativo design di qualità, Ambu® King Mask è la maschera leader nel mercato dell'anestesia. La maschera Ambu® King Mask ha un cuscino sottile e aderente che migliora la capacità di creare un sigillo di ventilazione su qualsiasi tipo di paziente. Il design con bordi arrotondati garantisce inoltre una presa rapida e confortevole per l'utente.

La maschera Ambu® King Mask è realizzata in PVC privo di ftalati per la sicurezza del paziente e dell'utente. Inoltre, la maschera Ambu® King Mask può essere utilizzata in un ambiente RM.

L'Ambu® King Mask è disponibile anche in versione profumata con fragranze alla Menta, Bubble Gum, Fragola e Ciliegia. Le maschere Sweet Dreams™ rilasciano un aroma rilassante dagli oli naturali nel cuscino della maschera. Questo può avere un effetto calmante durante l'induzione, specialmente nei bambini¹.

5 versioni

- Senza aromi
 - 1012UB (RDM: 2344578/R)
 - 1022UB (RDM: 2345058/R)
 - 1032UH (RDM: 2345360/R)
 - 1045UH (RDM: 2345369/R)
 - 1055UH (RDM: 2345373/R)
 - 1065UH (RDM: 2345379/R)
 - 1075UH (RDM: 2345385/R)
- Menta tutti i codici (RDM: 2345389/R)
- Bubble Gum tutti i codici (RDM: 2345299/R)
- Fragola tutti i codici (RDM: 2345299/R)
- Ciliegia tutti i codici (RDM: 2345299/R)

Ambu® King Mask

Maschera monouso per anestesia



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design Studiato

Il cuscino è flessibile e aderente al tatto, per un'eccellente tenuta del viso. Scanalature sulla parte superiore del cuscino, per una presa antiscivolo

Cuffia anatomica che consente una tenuta ermetica con la minima pressione applicata

Cupola flessibile

Cupola trasparente per una facile osservazione delle condizioni del paziente

Latex free

Sicura per ambienti RM

Ftalati free

Disponibile con o senza anello di fissaggio/ghiera*

Temperatura di conservazione: da -40°C a +60°C

Classe dispositivo IIa - non sterile (monouso)

CND: R03010101

¹ Carson KD et al. Quantitative assessment of patient preference for anaesthesia face mask. Irish Journal of Medical Science 1995;164 suppl. 14

*L'anello di fissaggio non è disponibile nella misura 1 e 2

Ambu

SPECIFICHE ORDINE

Maschera	Misura 1* Neonato	Misura 2* Infante	Misura 3 Bambino	Misura 4 Piccolo Adulto	Misura 5 Medio Adulto	Misura 6 Grande Ad.	Misura 7RD Adulto XL
Codice colore packaging							
Originale (senza aroma)	1012UB	1022UB	1032UH	1045UH	1055UH	1065UH	1075UH
Menta	2012SB	2022SB	2032SH	2045SH	2055SH	2065SH	2075SH
Bubble Gum		K1122SB	1132SH	1145SH			
Fragola		1222SB	1232SH	1245SH			
Ciliegia		1322SB	1332SH	1345SH			
Confezione varietà di maschere profumate		1423SB	1433SH	1443SH			

*Misura 1 e Misura 2 senza anello di fissaggio

Codici che terminano con 2 hanno un confezionamento minimo di 20 pezzi per confezione
 Codici che terminano con 3 hanno un confezionamento minimo di 30 pezzi per confezione
 Codici che terminano con 5 hanno un confezionamento minimo di 50 pezzi per confezione

MATERIALI

Prodotto	Materiali
Cuffia	PVC (ftalati free)
Cupola	Policarbonato
Anello di fissaggio (ghiera)	Policarbonato
Valvola (corpo)	Policarbonato
Stelo valvola	Gomma silicone
Tappo valvola	PP Polipropilene

Packaging

Busta	LDPE
Scatola	Cartone

Ambiente

Ftalati free	Si
Latex free	Si

DIMENSIONI

Misura	Peso	Dimensioni (c)	Dimensioni (d)
1	15 g	57 mm	64 mm
2	18.4 g	63 mm	78 mm
3	32.4 g	74 mm	93 mm
4	38.3 g	85 mm	108 mm
5	50.6 g	100 mm	126 mm
6	57.9 g	110 mm	135 mm
7RD	51.3 g	115 mm	120 mm

Info tecniche

Info tecniche	Peso
Misura connettore	15 mm (diametro esterno) per #1 e #2. 22 mm (diametro interno) per le altre maschere ISO 5356-1
Valvola di gonfiaggio	Compatibile con una siringa Luer
Temperatura operativa	-20 °C a +50 °C secondo EN 1789
Temperatura di stoccaggio	-40 °C a +70 °C secondo EN 1789 e ISO 10651-4

*Misura 1 e Misura 2 senza anello di fissaggio



Originale (mis 5)




Menta



Fragola



Ciliegia



Bubble Gum

Ambu

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
 2750 Ballerup
 Denmark
 T +45 72 25 20 00
 ambu.com

Ambu S.R.L.

Via Paracelso, 20
 20864 Agrate B.za
 Italia
 T +39 039 6578100
 ambu.it