

Ambu® Neuroline™ 700

SCHEMA TECNICA

Ambu® Neuroline™ 700 è il più piccolo elettrodo di superficie conduttivo, autoadesivo e riposizionabile all'interno del portafoglio di Neurologia di Ambu®. Il materiale di supporto dell'elettrodo è flessibile, confortevole, morbido e traspirante che garantisce una minima irritazione della pelle.

L'elettrodo è dotato di un sensore argento/cloruro d'argento che garantisce una qualità del segnale stabile, ed è disponibile con un filo conduttore sottile e flessibile. I cavi sono disponibili in diverse lunghezze e con diversi tipi di connettori.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gel solido autoadesivo e riposizionabile

Sensore in argento/cloruro di argento per un segnale stabile e di qualità

Minima irritazione della pelle

Materiale di supporto flessibile, confortevole, morbido e traspirante

Cavo di collegamento flessibile e sottile

CND: N010101

RDM: 2262552

Dispositivo di Classe I - non sterile

APPLICAZIONI RACCOMANDATE

Esami neurofisiologici di muscoli e/o nervi

Ambu

SPECIFICHE

Dimensioni

Misura elettrodo (LxL in mm)	20 x 15
Area adesiva (in mm ²)	263

Sensore

Materiale del sensore	Argento/cloruro di argento (Ag/AgCl)
Sistema gel	Solido
Area gel / Area di misurazione (in mm ²)	263

Ambiente

Elettrodo senza lattice di gomma naturale
Cavetto di collegamento senza lattice di gomma naturale
Packaging senza PVC

MATERIALI

Elettrodo

Biocompatibile	Sì
Supporto sensore	Vinile
Adesivo	Idrogel
Materiale di supporto	Poliestere non tessuto
Nucleo del cavo	Rame
Isolante del cavo	PVC
Connettore	Ottone/polipropilene (PP)
Liner	PET

Packaging

Busta (strato interno)	Polietilene (PE)
Busta (strato centrale)	Alluminio (Al)
Busta (strato esterno)	Carta
Scatola	Cartone

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

Ref.	Lungh. cavetto		Colore cavetto	Durata in mesi		Packaging		
	cm	inch		(busta chiusa/ busta aperta)	Unità/busta	Unità/ scatola	Unità/ scatolone	
70001-K/12	10	4	○	18	1	12	240	1920
70001-SC/12	10	4	○	18	1	12	240	1920
70002-K/12	20	8	○	18	1	12	240	1920
70002-M/12	20	8	○	18	1	12	240	1920
70002-SC/12	20	8	○	18	1	12	240	1920
70005-K/12	40	20	○	18	1	12	240	1920
70010-J/12	100	40	○	18	1	12	120	960
70010-K/12	100	40	○	18	1	12	120	960
70010-K/C/12	100	40	●●●○	18	1	12	120	960
70010-M/C/12	100	40	●●●○	18	1	12	120	960
70015-K/12	150	60	○	18	1	12	120	960
70015-K/C/12	150	60	●●●○	18	1	12	120	960
70015-M/C/12	150	60	●●●○	18	1	12	120	960

70001-K/12 ● Prodotto ● Connettore
● Lungh. cavo ● Elettrodi in busta

70010-K/C/12 ● Prodotto ● Kit colore
● Lungh. cavo ● Elettrodi in busta
● Connettore

Ambu

 Ambu A/S
 Baltorpbakken 13
 2750 Ballerup
 Denmark
 T +45 72 25 20 00
 ambu.com

Ambu S.r.l.
 Via Paracelso, 20
 20864 Agrate B.za
 Italia
 T +39 039 6578100
 ambu.it



Connettore K = 1.5 mm



Connettore J = 2 mm



Connettore SC = 0.7 mm



Connettore M = 1.5 mm



Temp. stoccaggio



US: Rx Only