



Ambu® Neuroline

Monitoraggio Intra-Operatorio (IOM)

Ambu® Neuroline Sonde per stimolazione



736

Caratteristiche & Benefici

- **Performance ottimale:** impugnatura, cavo e punta in un unico pezzo.
- **Connettore Touch Proof:** 1,5mm
- **Lunghezza sonda:** 10mm
- **Cavo integrato:** 1,90m
- **Sonda rivestita di Teflon per tutte le tipologie:** monopolari, concentriche, bipolari e per vite peduncolare.
- **Confezionate e sterilizzate individualmente**
- **Monopaziente**

Specifiche l'ordine

| Ref. | Descrizione | Q.tà per scatola |
|--------------|-------------------|------------------|
| 73600-190/10 | Sonda rivestita | 10 |
| 73603-190/10 | Sonda concentrica | 10 |
| 73601-190/10 | Sonda monopolare | 10 |
| 73602-190/10 | Sonda bipolare | 10 |

Ambu® Elettrodo a spirale Neuroline



747

Il design a spirale, di concezione originale, è progettato per mantenere in posizione l'elettrodo per il monitoraggio EEG o PE durante l'intervento chirurgico. È semplice da applicare e assicura un segnale di elevata qualità. Confezione di 24 elettrodi monouso, con 6 diversi colori del cavo (rosso, nero, blu, giallo, bianco e verde).

Caratteristiche & Benefici

- **Elettrodo a vite in acciaio inossidabile**
- **Comoda impugnatura per facilitare la procedura**
- **Lunghezza cavetto:** 120 cm, 200 cm, 250 cm; in PVC anti-aggrovigliamento
- **Connettori touch proof:** 1,5 mm
- **Monouso al 100%**
- **Confezione sterile singola**
- **6 colori di cavi-conduttori, facili da identificare**
- **Ideale per monitoraggio intraoperatorio, EEG e PE**

Specifiche l'ordine

| Ref. | Descrizione | Q.tà per scatola |
|-------------|-----------------------------|------------------|
| 74715-60/24 | Elettrodo a spirale monouso | 24 |

Elettrodi di superficie Neuroline

Ambu® Neuroline 700/710



700

Gli elettrodi di superficie Ambu Neuroline con gel solido, sono autoadesivi. Facili da riposizionare, consentono agli operatori di trovare il punto ottimale di registrazione senza lasciare sul paziente residui di gel da ripulire. Sia il sensore che il cavo conduttore sono stati progettati per risultare morbidi e flessibili, questo assicura il comfort del paziente anche nelle registrazioni durante il sonno.

Specifiche l'ordine

| Ref. | Lunghezza cavo cm | Colore | Conservazione/mesi | | Busta/un. | Scatola (un.) | |
|---------------|-------------------|---------|--------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| | | | B. Chiusa | B. Aperta | | Interna | Esterna |
| 700 01-SC/12 | 10 | □ | 18 | 1 | 12 | 240 | 1920 |
| 700 02-K/12 | 20 | □ | 18 | 1 | 12 | 240 | 1920 |
| 700 02-SC/12 | 20 | □ | 18 | 1 | 12 | 240 | 1920 |
| 700 05-K/12 | 50 | □ | 18 | 1 | 12 | 240 | 1920 |
| 700 10-J/12 | 100 | □ | 18 | 1 | 12 | 120 | 960 |
| 700 10-K/12 | 100 | □ | 18 | 1 | 12 | 120 | 960 |
| 700 10-K/C/12 | 100 | ■ ■ ■ □ | 18 | 1 | 12 | 120 | 960 |
| 700 15-K/12 | 150 | □ | 18 | 1 | 12 | 120 | 960 |
| 700 15-K/C/12 | 150 | □ | 18 | 1 | 12 | 120 | 960 |
| 710 10-J/12 | 100 | □ | 18 | 1 | 12 | 240 | 960 |
| 710 10-K/12 | 100 | □ | 18 | 1 | 12 | 240 | 960 |
| 710 15-K/12 | 150 | □ | 18 | 1 | 12 | 240 | 960 |
| 710 15-K/C/12 | 150 | ■ ■ ■ □ | 18 | 1 | 12 | 240 | 960 |



710

Ambu® Neuroline 720

Gli elettrodi Ambu Neuroline 720 hanno il sensore in Argento/Cloruro di Argento, sono autoadesivi e il gel umido garantisce un contatto elettrico rapido e un segnale immediato. Grazie al forte potere adesivo, ma delicato sulla pelle, aderiscono perfettamente senza dover preparare la cute per tutta la durata dell'esame anche in presenza di pazienti diaforetici e quindi con forte sudorazione.

Specifiche l'ordine

| Ref. | Lunghezza cavo cm | Colore | Conservazione/mesi | | Busta/un. | Scatola (un.) | |
|---------------|-------------------|--------|--------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| | | | B. Chiusa | B. Aperta | | Interna | Esterna |
| 720 00-S/25 | | | 24 | 1 | 25 | 1000 | 2000 |
| 720 01-K/12 | 10 | □ | 12 | 1 | 12 | 240 | 1920 |
| 720 01-SC/12 | 10 | □ | 12 | 1 | 12 | 240 | 1920 |
| 720 10-K/10 | 100 | □ | 12 | 1 | 10 | 420 | 840 |
| 720 15-J/10 | 150 | □ | 12 | 1 | 10 | 420 | 840 |
| 720 15-K/10 | 150 | □ | 12 | 1 | 10 | 420 | 840 |
| 720 20-K/C/12 | 200 | □ | 12 | 1 | 12 | 240 | 1920 |



720

Ambu® Neuroline Elettrodi a coppetta monouso

Il sensore degli elettrodi a coppetta monouso Ambu Neuroline è in Argento/Cloruro di Argento per offrire un'alta qualità di segnale. Cavi a codice colore disponibili da 100, 150, 200 cm. 10 elettrodi per confezione.

Specifiche l'ordine

| REF. | Lunghezza cavo cm | Colore | Conservazione/mesi | | Busta/un. | Scatola (un.) | |
|-------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| | | | B. Chiusa | B. Aperta | | Interna | Esterna |
| 726 10-M/10 | 100 | 10 differenti | 24 | 1 | 10 | 460 | 920 |
| 726 15-M/10 | 150 | 10 differenti | 24 | 1 | 10 | 460 | 920 |
| 726 20-M/10 | 200 | 10 differenti | 24 | 1 | 10 | 460 | 920 |



726

Ambu® Neuroline Elettrodo di Terra

Gel solido, 100% monouso. Facile da riposizionare. Cavo antigroviglio con connettore touch proof da 1,5mm. Cavi disponibili da 100cm e 150cm. 1 per confezione.


Specifiche l'ordine

| Ref. | Lunghezza del cavo | Cavo | Conservazione/mesi | | Busta (un.) | Scatola (un.) | |
|------------|--------------------|------|--------------------|-----------|-------------|---------------|---------|
| | | | B. Chiusa | B. Aperta | | Interna | Esterna |
| 714 10-M/1 | 100 cm | ■ | 18 | 1 | 1 | 25 | 200 |
| 714 15-M/1 | 150 cm | ■ | 18 | 1 | 1 | 25 | 200 |
| 714 25-M/1 | 250 cm | ■ | 18 | 1 | 1 | 25 | 200 |



714

IOM Elettrodi - Ambu® Neuroline Subdermal e Ambu® Neuroline Twisted Subdermal



745

Caratteristiche & Benefici

• Delicata penetrazione nella pelle

La punta dell'ago, fatta in solido acciaio, offre un'ottima combinazione tra forza e flessibilità in modo da fornire una facile maneggevolezza dell'ago.


• Segnale chiaro e affidabile

Livello basso di rumore e impedenza che garantisce un segnale chiaro e affidabile. Il tubo ridotto garantisce una connessione stabile tra la cannula e il cavo, offrendo un elettrodo affidabile in condizioni critiche.

• Facile da usare

Disponibili con cavi di differente codice colore per una facile distinzione. I cavi Subdermal di Ambu Neuroline sono cavi intrecciati e dispongono di una gamma di 20 combinazioni di colori differenti per una facile identificazione delle parti del corpo in un monitoraggio intra-operativo.

Specifiche per l'ordine



746


| Ref. | Lunghezza cavo cm | Lunghezza ago mm | Calibro | | Colore (Cavo) | Conservazione in mesi | | Confezionamento | | |
|------------------|----------------------|---------------------|---------|-----|---------------|-----------------------|-------|-----------------|---------|--|
| | | | mm | (G) | | Busta Chiusa | Busta | Interna | Esterna | |
| 745 12-50/24 | 50 | 12 | 0.40 | 27G | | 60 | 1 | 20 | 160 | |
| 745 12-100/24 | 100 | 12 | 0.40 | 27G | | 60 | 1 | 20 | 160 | |
| 745 12-150/24 | 150 | 12 | 0.40 | 27G | | 60 | 1 | 20 | 160 | |
| 745 12-250/24 | 250 | 12 | 0.40 | 27G | | 60 | 1 | 20 | 160 | |
| Cavi intrecciati | | | | | | | | | | |
| 746 12-100/1/20 | 100 | 12 | 0.40 | 27G | | 60 | 1 | 20 | 160 | |
| 746 12-150/1/20 | 150 | 12 | 0.40 | 27G | | 60 | 1 | 20 | 160 | |

Gli elettrodi sono confezionati individualmente. 24 pezzi per scatola.

Ogni scatola da 24 ha 4 pezzi di ogni colore: verde, blu, rosso, giallo e nero.

Connettori

I nostri elettrodi di superficie sono forniti di un'ampia gamma di connettori per poter essere compatibili con tutte le apparecchiature presenti sul mercato.



Ambu
Ideas that work for life

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20
20864 Agrate Brianza (Mb)
T: (+39) 039 657811
F: (+39) 039 6898177
www.ambu.it
www.ambu-shop.it